

Q17

褥瘡予防マットの消毒にはどんな方法がありますか？

A

褥瘡マットの消毒は、素材によって異なっており、塚田¹⁾の調査では、表に示したように、消毒よりも洗濯を推奨しているものからアルコールによる清拭消毒を推奨しているものなど様々です。褥瘡からは種々の細菌が分離されており、なかでもMRSAが高頻度に分離されることから、褥瘡マットに付着していることも十分考えられます。アルコールは短時間でMRSAなどの細菌を殺菌できるため細菌汚染の防止に適しています。しかし、血液などで汚染された場合には、次亜塩素酸ナトリウム液の使用が勧められます。マットの材質を考慮した消毒法については、マット販売メーカーに問い合わせることで対処したほうが良いと思います。

表

素材	消毒法	製造国(記載以外は日本)
ポリエステルカバー	記載無し	
ポリエステル	洗濯可能	
ポリエステル繊維	記載無し	
綿+ポリエステル	記載無し	
ラミ加工ポリエステル布	拭き取り可能	
特殊フィルム全面コーティング	アルコール清拭	
特殊ラミネート加工	アルコール清拭・中性洗剤	スウェーデン
特殊ラミネート被覆	アルコール清拭	スリランカ
軟性合成ゴム	アルコール・消毒薬可	
ポーラ生地	洗剤・殺菌クレンザー	
ナイロン+ポリウレタンコート	オートクレーブ対応	イギリス
ハイパー除湿シート	洗濯可	

(塚田由美子：INFECTION CONTROL 13,2004より)

文献

1) 塚田由美子：汚染リネン類取り扱いと注意点，INFECTION CONTROL 2004; 13: 34-37

(白石 正)